

東芝健康線用蛍光ランプ取扱説明書

このたびは東芝健康線用蛍光ランプ（健康保持・日焼け用）をお買いあげいただきましてありがとうございます。ご使用に際しこの説明書をよくおよみになり正しくご使用ください。

東芝健康線用蛍光ランプは健康線を豊富に放射しますのでこのランプの照射を受けることにより太陽光を浴びるのと同じ健康保持効果が得られます。

■ ご使用方法

健康な成人の場合、下表の条件で1日1回皮膚に照射していただければ目的が得られます。
紅斑が現われるのは照射してから数時間後です。また個人差がありますので初めてご使用の方は短い照射時間（下表の半分程度の時間）よりはじめてください。


ランプ点灯中ならびに照射中は必ず保護メガネをかけてください。

ランプ	使用目的	使用内容	ランプからの距離		
			30 cm	50 cm	90 cm
FL 20S・E	健康保持用	反射笠なし器具	3～5分	5～10分	15～20分
		反射笠付器具	1～2分	3～5分	5～7分
	日焼け用 （紅斑）	反射笠なし器具	5～8分	10～15分	35～40分
		反射笠付器具	2～3分	4～6分	10～14分

■ 取扱い上のご注意

1. 点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。

点灯中のランプを直接見ると目が痛くなったり、結膜炎に似た症状をおこします。点灯中のランプを直接見る必要のある時は必ず保護メガネ（普通のガラスレンズのメガネも可）をかけてください。




2. 長時間照射しないでください（照射したまま眠らないでください）。

長時間連続して照射しますと皮膚に炎症を起こし、火傷状態になります。上表の条件以内にとどめてください。

3. 皮膚に密着した状態で使用しないでください。

ランプからの距離は、30 cm 以上はなして使用してください。



4. 皮膚の弱い方、乳幼児に照射する場合は、専門医師に相談のうえ、ご使用ください。

5. 治療目的には使用しないでください。

6. ランプはガラス製品ですから強い衝撃を絶対に与えたりキズをつけたりしないでください。

7. ランプは器具に確実に取り付けてください。

8. ランプを交換する時は必ず電源を切ってから行なってください。

9. その他ご不明の際は、お買い上げの販売店または弊社管球事業部（電話：03(457)6100）へご照会ください。

東芝ライテック株式会社